



Хирургические степлеры

Полное портфолио для открытой
и малоинвазивной хирургии

Эндоскопический линейный режущий степлер

| | Артикул | Длина рабочей части, мм | Диаметр рабочей части, мм |
|---|---------|-------------------------|---------------------------|
|  | SELC-GS | 60 | 12 |
| | SELC-GM | 160 | 12 |
| | SELC-GL | 260 | 12 |

Загрузочные устройства для эндоскопического линейного режущего степлера с функцией артикуляции

| | Артикул | Длина линии скоб, мм | Длина линии разреза, мм | Цвет картриджа | Высота открытых скоб, мм | Диаметр троакара, мм |
|---|----------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
|  | SMG-30WR | 30 | 26 | ○ белый | 2,0/2,5/3,0 | 12 |
| | SMG-30BR | 30 | 26 | ● синий | 2,5/3,0/3,5 | 12 |
| | SMG-45WR | 45 | 41 | ○ белый | 2,0/2,5/3,0 | 12 |
| | SMG-45BR | 45 | 41 | ● синий | 2,5/3,0/3,5 | 12 |
| | SMG-45DR | 45 | 41 | ● золотой | 3,0/3,5/3,8 | 12 |
| | SMG-45GR | 45 | 41 | ● зеленый | 3,5/3,8/4,2 | 12 |
| | SMG-60WR | 60 | 56 | ○ белый | 2,0/2,5/3,0 | 12 |
| | SMG-60BR | 60 | 56 | ● синий | 2,5/3,0/3,5 | 12 |
| | SMG-60DR | 60 | 56 | ● золотой | 3,0/3,5/3,8 | 12 |
| | SMG-60GR | 60 | 56 | ● зеленый | 3,5/3,8/4,2 | 12 |

Картриджи для эндоскопического линейного режущего степлера

| | Артикул | Длина линии скоб, мм | Цвет картриджа | Высота открытых скоб, мм | Высота закрытых скоб, мм |
|---|---------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|  | SRG-30W | 30 | ○ белый | 2,0/2,5/3,0 | 0,88~1,5 |
| | SRG-30B | 30 | ● синий | 2,5/3,0/3,5 | 1,0~1,8 |
| | SRG-45W | 45 | ○ белый | 2,0/2,5/3,0 | 0,88~1,5 |
| | SRG-45B | 45 | ● синий | 2,5/3,0/3,5 | 1,0~1,8 |
| | SRG-45D | 45 | ● золотой | 3,0/3,5/3,8 | 1,2~2,0 |
| | SRG-45G | 45 | ● зеленый | 3,5/3,8/4,2 | 1,5~2,25 |
| | SRG-60W | 60 | ○ белый | 2,0/2,5/3,0 | 0,88~1,5 |
| | SRG-60B | 60 | ● синий | 2,5/3,0/3,5 | 1,0~1,8 |
| | SRG-60D | 60 | ● золотой | 3,0/3,5/3,8 | 1,2~2,0 |
| | SRG-60G | 60 | ● зеленый | 3,5/3,8/4,2 | 1,5~2,25 |

ООО «Б. Браун Медикал»

196128, Санкт-Петербург, а/я 34, e-mail: office.spb.ru@bbraun.com

Тел.: +7 (812) 320-40-04

117246, Москва, Научный проезд, д. 17, оф. 10-30, тел.: +7 (495) 777-12-72

 www.bbraun.ru

 www.vk.com/bbraunrussia

 www.t.me/bbraun_ru

BMR-C-700448



4 046955 857180



Линейный степлер

| Артикул | Длина линии скоб, мм | Высота открытой скобы, мм | Цвет картриджа |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------|
| LS3035 | 30 | 3,5 | ● синий |
| LS3048 | 30 | 4,8 | ● зеленый |
| LS30V3 | 30 | 2,5 | ○ белый |
| LS6035 | 60 | 3,5 | ● синий |
| LS6048 | 60 | 4,8 | ● зеленый |
| LS9035 | 90 | 3,5 | ● синий |
| LS9048 | 90 | 4,8 | ● зеленый |

Картриджи для линейного степлера



| Артикул | Длина линии скоб, мм | Высота открытой скобы, мм | Цвет картриджа |
|---------|----------------------|---------------------------|----------------|
| LSC3035 | 30 | 3,5 | ● синий |
| LSC3048 | 30 | 4,8 | ● зеленый |
| LSC30V3 | 30 | 2,5 | ○ белый |
| LSC6035 | 60 | 3,5 | ● синий |
| LSC6048 | 60 | 4,8 | ● зеленый |
| LSC9035 | 90 | 3,5 | ● синий |
| LSC9048 | 90 | 4,8 | ● зеленый |

Линейный режущий степлер



| Артикул | Размер | Высота открытой скобы, мм | Цвет картриджа |
|---------|--------|---------------------------|----------------|
| LC6025 | 60 | 2,5 | ○ белый |
| LC6038 | 60 | 3,8 | ● синий |
| LC6045 | 60 | 4,5 | ● зеленый |
| LC8038 | 80 | 3,8 | ● синий |
| LC8042 | 80 | 4,2 | ● золотой |
| LC8045 | 80 | 4,5 | ● зеленый |
| LC10038 | 100 | 3,8 | ● синий |
| LC10045 | 100 | 4,5 | ● зеленый |

Картриджи для линейного режущего степлера



| Артикул | Размер | Высота открытой скобы, мм | Цвет картриджа |
|----------|--------|---------------------------|----------------|
| LCC6025 | 60 | 2,5 | ○ белый |
| LCC6038 | 60 | 3,8 | ● синий |
| LCC6045 | 60 | 4,5 | ● зеленый |
| LCC8038 | 80 | 3,8 | ● синий |
| LCC8042 | 80 | 4,2 | ● золотой |
| LCC8045 | 80 | 4,5 | ● зеленый |
| LCC10038 | 100 | 3,8 | ● синий |
| LCC10045 | 100 | 4,5 | ● зеленый |

Циркулярный степлер



| Артикул | Диаметр головки, мм | Описание | Цветовой код |
|---------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| CSC21 | 21 | Стандартный | ● оранжевый |
| CSC25 | 25 | Стандартный | ○ белый |
| CSC29 | 29 | Стандартный | ● синий |
| CSC33 | 33 | Стандартный | ● зеленый |
| CSC21-A | 21 | С функцией сохранения герметичности | ● оранжевый |
| CSC25-A | 25 | С функцией сохранения герметичности | ○ белый |
| CSC29-A | 29 | С функцией сохранения герметичности | ● синий |
| CSC33-A | 33 | С функцией сохранения герметичности | ● зеленый |

Эндоскопический циркулярный степлер



| Артикул | Диаметр головки, мм | Описание | Цветовой код |
|---------|---------------------|--|--------------|
| ECSC21 | 21 | Удлиненный с функцией сохранения герметичности | ● оранжевый |
| ECSC25 | 25 | Удлиненный с функцией сохранения герметичности | ○ белый |
| ECSC29 | 29 | Удлиненный с функцией сохранения герметичности | ● синий |
| ECSC33 | 33 | Удлиненный с функцией сохранения герметичности | ● зеленый |

Циркулярный степлер с увеличенным объемом корпуса



| Артикул | Диаметр головки, мм | Описание | Цветовой код |
|---------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| CST21 | 21 | С функцией сохранения герметичности | ● оранжевый |
| CST25 | 25 | С функцией сохранения герметичности | ○ белый |
| CST29 | 29 | С функцией сохранения герметичности | ● синий |
| CST33 | 33 | С функцией сохранения герметичности | ● зеленый |

Прямой циркулярный степлер



| Артикул | Диаметр головки, мм | Описание | Цветовой код |
|-----------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| CSC29-KOL | 29 | Удлиненная головка (132,5 мм) | ● синий |
| CSC33-KOL | 33 | Удлиненная головка (132,5 мм) | ● зеленый |

Геморроидальный степлер

| Артикул | Диаметр головки, мм | Высота открытой скобы, мм | Высота закрытой скобы, мм | Объем трубчатого отсека, мл |
|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| TST33-S180 | 33 | 4 | 0,75-1,5 | 19 |
| TST36-S180 | 36 | 4,2 | 0,75-1,8 | 35 |

